

座位が崩れやすい方や、ご自分で変えられない方に。

車いすを利用される方の座位保持が難しい場合は

姿勢保持機能がついた3D形状タイプがおすすめです。骨盤を安定させ、

前ずれににくい設計なので安心して座り続けることができます。

緩やかな3D形状で移乗もしやすい スタンダードな姿勢保持タイプ

対象者


- ◎自力での座位保持がやや困難な方
- ◎前ずれしてしまう方
- ◎座位が安定せず長時間座ってられない方



□3D形状(標準)で姿勢保持


最も圧力のかかる坐骨部を包み込むようにサポートし、骨盤を安定。クッション前端部は厚みを増し、前ずれににくい設計で骨盤の後傾を防ぎ、安定した座位を保てます。

骨盤が傾き、前方にずれる。



◎一般的なクッション


3D形状が骨盤の後傾による前ずれを防ぎます。



◎アウルリハ3Dレギュラー

□底面テーパー形状

船底のような形状で車いすのスリングシートにフィットします。(3Dレギュラー、3Dジャスト、3Dハイ)



車いすのスリングシート

OWL REHA

アウルリハ
3Dレギュラー

最厚部
7.5cm

坐骨部
5.3cm

3D形状
(標準)

アウル
パターン

体圧
分散

姿勢
保持

3D形状で最大限の薄さを実現した 汎用性の高い姿勢保持タイプ


対象者

- ◎自力での座位保持が困難な方
- ◎前ずれしてしまう方
- ◎大腿部の支持が必要な方
- ◎座位が安定せず長時間座ってられない方



□3D形状(深)でしっかりと姿勢保持

3D形状で姿勢を保持しつつ、厚みをかさえた汎用性の高いクッションです。



□足つき性に配慮

アウルリハ3Dジャストの大腿部の高さは約50mmで、足つき性に配慮しています。



大腿部付近の高さ 比較

OWL REHA

アウルリハ
3Dジャスト

最厚部
8.0cm

坐骨部
3.5cm

3D形状
(深)

アウル
パターン

体圧
分散

姿勢
保持

内転
防止

外転
防止