

バスボード

介護
保険

購入対象品目



組立品

最大使用者
体重
100kg


選定理由
→P.148

バスボード

▶バスボードS、L 軽量タイプ



薄型軽量タイプ




- ①固定具はスライド式で浴槽のサイズに合わせて内側にしっかり固定できます。
- ②スライドノブは固定具と独立して回しやすい形状です。
- ③浴槽を傷めないよう、滑り止めゴムをつけました。ガタつきも防ぎます。
- ④安全な入浴のために採用したステンレスの芯材。しなりにくく、安定した体勢で移乗できます。

▶バスボードS、L



ハンドルが大きく曲線の浴槽でもしっかり固定





- ①スライド式の握りやすい固定具。浴槽のサイズに合わせて内側にしっかり固定できます。
- ②浴槽を傷めないよう、滑り止めゴムをつけました。ガタつきも防ぎます。
- ③ステンレスの芯材。しなりにくく、安定した体勢で移乗できます。

(梱包入数 / 1)

品名	品番	希望小売価格 (税抜き価格)	質量	JAN コード	TAIS コード
バスボードL軽量タイプ	VAL11002	24,000円	2.9kg	4547441502794	00980-000100
バスボードS軽量タイプ	VAL11001	22,000円	2.7kg	4547441502787	00980-000099
バスボードL	VALSBDLOR	24,000円	3.9kg	4547441353983	00980-000058
バスボードS	VALSBDSOR	22,000円	3.5kg	4547441353976	00980-000057

●共通寸法図 (cm)

バスボードS、L 軽量タイプ






取り付け可能な浴槽サイズ

	内幅	浴槽幅	浴槽ふち
S	29~65cm	71cm以上	4cm以上
L	38~74cm	80cm以上	4cm以上

※使用前にぐらつきがなく、しっかり固定されているか確認してください。
※浴槽壁より外にはみ出しすぎた状態で使用しないでください。

バスボードS、L



取り付け可能な浴槽サイズ

	内幅	浴槽幅	浴槽ふち
S	33~69cm	64~75cm	3cm以上
L	43~79cm	74~85cm	3cm以上

※使用前にぐらつきがなく、しっかり固定されているか確認してください。
※浴槽壁より外にはみ出しすぎた状態で使用しないでください。

共通商品スペック

- 【材質】 ●本体・固定具・ハンドル芯材: ポリプロピレン
●本体芯材: ステンレス
●ハンドル被覆材: オレフィン系エラストマー
●固定具カバー・滑止め・止め金具カバー: エチレンプロピレンゴム

入浴介護

排泄介護

手すり・移動支援

ベッド・マットレス

生活快適

水廻り

選定理由